《基础物理实验》实验报告

学号_00000000_姓名 我是谁 实验日期__2025.03.25__星期___下午

密立根油滴实验

一、实验目的

- 1. 验证电荷的不连续性,并测定元电荷的值。
- 2. 学习和理解密立根利用宏观量测量微观量的巧妙设想。

二、实验仪器

密立根油滴实验装置

三、实验原理

实验研究对象是带电的油滴,基本思想是使油滴处于受力平衡状态。油滴通过喷雾器喷射进入两块相距为 d 的平行极板之间。油在喷射撕裂成油滴时,一般都是带电的。调节两极板之间的电压 U,可使油滴悬浮在空中。设油滴的质量为 m,所带的电量为 q,两极板间的电压为 U,则油滴所受重力 mg,静电力 $qE=\frac{qU}{d}$ 。油滴悬浮时,重力与电场力平衡(忽略空气浮力):

$$q = mg\frac{d}{U}$$
 (1)

为了测出油滴所带的电量 q,除了需测定平衡电压 U 和极板间距离 d 外,还需要测量油滴的质量 m。这种测量电量的方法叫静态平衡法。

因 m 很小,难直接测量。油滴可视为球状,设密度为 ρ ,油滴的质量 m 可表示为:

$$m = \rho \frac{4}{3}\pi r^3 \tag{2}$$

而油滴的半径 r 可通过其在重力场中的终极速度求出。平行极板不加电压时,油滴受重力作用而加速下降,由于空气阻力的作用,下降一段距离达到某一速度 v_g 后,阻力 f_r 与重力 mg 平衡,油滴将匀速下降。 v_g 称为终极速度。根据斯托克斯定律,阻力 $f_r = 6\pi r \eta v$,重力与阻力平衡时:

$$mg = 6\pi r \eta v_g \tag{3}$$

其中 η 是空气的粘滞系数,r是油滴的半径。

由(2)式和(3)式得到油滴的半径

$$r = \sqrt{rac{9\eta v_g}{2g
ho}}$$
 (4)

当两极板间的电压 U 为零时,设油滴匀速下降的距离为 l,时间为 t_a ,则

$$v_g = \frac{l}{t_g} \tag{5}$$

$$r = \sqrt{\frac{9\eta l}{2gt_g\rho}} \tag{6}$$

斯托克斯定律是以连续介质为前提的。对于半径为微米量级的油滴,空气已不能看作连续介质,空气的粘滞系数应作如下修正:

$$\eta' = \frac{\eta}{1 + \frac{b}{pr}} \tag{7}$$

其中 b 是修正常数, p 为大气压强。公式中包含油滴的半径 r, 但因为它处于修正项中, 不需要十分精确, 故它仍可以用 (6) 式计算。最后得到理论公式:

$$q = \frac{18\pi d}{\sqrt{2\rho g}} \left[\frac{\eta}{1 + \frac{b}{pr}} \cdot \frac{l}{t_g} \right]^{\frac{2}{3}} \cdot \frac{1}{U}$$
(8)

上式就是用静态平衡法测定油滴所带电荷的计算公式。其中,

电容器极板距离 $d=5.00\,mm$ 大气压强 $p=1.013\times 10^5\,Pa$

油的密度 $ho=981\,kg/m^3$ 油滴下落距离 $l=1.6\,mm$

重力加速度 $g=9.79\,m/s^2$ 油滴半径 r (由公式 (6) 计算)

空气粘滞系数 $\eta=1.83\times 10^{-5}\,kg/(m\cdot s)$ 平衡电压 U (待测) 粘滞系数修正常数 $b=0.00823\,N/m$ 下落时间 t_q (待测)

四、实验内容

1. 仪器调整

调节仪器面板上的三只平衡旋钮,将平行电极板调到水平。打开仪器和显示器开关,按"确认"键,选"平衡法",进入测量界面。

2. 测量前练习

- (a) 熟悉操作按键。
- (b) 练习喷油和控制油滴平衡。

3. 正式测量

将按键 2 置于工作、按键 3 置于平衡、电压调至 200~V 左右。向油雾口喷油,调节显微镜旋钮,寻找移动缓慢的油滴,缓慢旋转"电压调节",使油滴处于悬浮状态。选取适中的油滴:目视直径 $\approx 1~mm$ 。记录此时的平衡电压 U。将按键 3 切换为"提升",使油滴上升至顶部网格线,然后将按键 3 切换为"平衡",使油滴悬浮。然后按下按键 2,使电压为 0~V,油滴匀速下降。当下降到 0~格线时,迅速按下计时按钮,开始计时,待油滴下落至 1.6~mm 格线,停止计时。记下油滴下落时间 t_q 。同一个油滴测量三次下落时间,共测量五个油滴。

4. 计算元电荷

(a) 根据公式(6)和(8),代入已知量,可以得到计算油滴电荷的简化公式:

$$q = \frac{1.022 \times 10^{-14}}{\left[(1 + 0.02193 \sqrt{t_g}) t_g \right]^{\frac{3}{2}}} \times \frac{1}{U}$$

据此计算油滴所带电荷 $q_i(i = 1, 2, 3, 4, 5)$ 。

(b) 计算油滴所带元电荷个数 n_i 。得到每个油滴电量 q_i 后,用 e 的公认值 1.602×10^{-19} C 去除,四舍五入取整得到每个油滴携带的基本电荷个数 n_i 。油滴的元电荷 $e_i = \frac{q_i}{n_i}$,对 e_i 取平均,求得元电荷值 \overline{e} ,计算元电荷测量值与公认值的相对误差。

五、数据记录

原始数据见附录

六、数据处理

- 1. 计算时间平均值;(见附录数据表中的 $\overline{t_g}/s$)
- 2. 计算各油滴的电量;

$$\begin{split} q_1 &= \frac{1.022 \times 10^{-14}}{\left[(1+0.02193\sqrt{t_{g_1}}) \, t_{g_1} \right]^{\frac{3}{2}}} \times \frac{1}{U_1} = \frac{1.022 \times 10^{-14}}{\left[(1+0.02193\sqrt{17.94}) \times 17.94 \right]^{\frac{3}{2}}} \times \frac{1}{196} = 6.01 \times 10^{-19} \, C \\ q_2 &= \frac{1.022 \times 10^{-14}}{\left[(1+0.02193\sqrt{t_{g_2}}) \, t_{g_2} \right]^{\frac{3}{2}}} \times \frac{1}{U_2} = \frac{1.022 \times 10^{-14}}{\left[(1+0.02193\sqrt{7.24}) \times 7.24 \right]^{\frac{3}{2}}} \times \frac{1}{161} = 2.99 \times 10^{-18} \, C \\ q_3 &= \frac{1.022 \times 10^{-14}}{\left[(1+0.02193\sqrt{t_{g_3}}) \, t_{g_3} \right]^{\frac{3}{2}}} \times \frac{1}{U_3} = \frac{1.022 \times 10^{-14}}{\left[(1+0.02193\sqrt{13.67}) \times 13.67 \right]^{\frac{3}{2}}} \times \frac{1}{295} = 6.10 \times 10^{-19} \, C \\ q_4 &= \frac{1.022 \times 10^{-14}}{\left[(1+0.02193\sqrt{t_{g_3}}) \, t_{g_3} \right]^{\frac{3}{2}}} \times \frac{1}{U_4} = \frac{1.022 \times 10^{-14}}{\left[(1+0.02193\sqrt{14.62}) \times 14.62 \right]^{\frac{3}{2}}} \times \frac{1}{266} = 6.09 \times 10^{-19} \, C \\ q_5 &= \frac{1.022 \times 10^{-14}}{\left[(1+0.02193\sqrt{t_{g_3}}) \, t_{g_3} \right]^{\frac{3}{2}}} \times \frac{1}{U_5} = \frac{1.022 \times 10^{-14}}{\left[(1+0.02193\sqrt{15.22}) \times 15.22 \right]^{\frac{3}{2}}} \times \frac{1}{111} = 1.37 \times 10^{-18} \, C \end{split}$$

3. 计算油滴所带元电荷个数 n_i ;

$$n_1 = \frac{q_1}{e} = \frac{6.01 \times 10^{-19}}{1.602 \times 10^{-19}} \approx 4 \, (\uparrow)$$

$$n_2 = \frac{q_2}{e} = \frac{2.99 \times 10^{-18}}{1.602 \times 10^{-19}} \approx 19 \, (\uparrow)$$

$$n_3 = \frac{q_3}{e} = \frac{6.10 \times 10^{-19}}{1.602 \times 10^{-19}} \approx 4 \, (\uparrow)$$

$$n_4 = \frac{q_4}{e} = \frac{6.09 \times 10^{-19}}{1.602 \times 10^{-19}} \approx 4 \, (\uparrow)$$

$$n_5 = \frac{q_5}{e} = \frac{1.37 \times 10^{-18}}{1.602 \times 10^{-19}} \approx 9 \, (\uparrow)$$

4. 计算元电荷测量值、与公认值的相对误差。

$$e_1 = \frac{q_1}{n_1} = \frac{6.01 \times 10^{-19}}{4} = 1.50 \times 10^{-19} C$$

$$e_2 = \frac{q_2}{n_2} = \frac{6.01 \times 10^{-19}}{4} = 1.57 \times 10^{-19} C$$

$$e_3 = \frac{q_3}{n_3} = \frac{6.01 \times 10^{-19}}{4} = 1.53 \times 10^{-19} C$$

$$e_4 = \frac{q_4}{n_4} = \frac{6.01 \times 10^{-19}}{4} = 1.52 \times 10^{-19} C$$

$$e_5 = \frac{q_5}{n_5} = \frac{6.01 \times 10^{-19}}{4} = 1.52 \times 10^{-19} C$$

$$\begin{split} \overline{e} &= \frac{\sum_{i=1}^{5} e_i}{5} \\ &= \frac{1.50 \times 10^{-19} + 1.57 \times 10^{-19} + 1.53 \times 10^{-19} + 1.52 \times 10^{-19} + 1.52 \times 10^{-19}}{5} \\ &= 1.53 \times 10^{-19} \ C \\ \frac{\Delta e}{e} &= \frac{|\overline{e} - e|}{e} = \frac{|1.52 \times 10^{-19} - 1.602 \times 10^{-19}|}{1.602 \times 10^{-19}} = 5.119\% \end{split}$$

七、误差分析

- 1. 油滴会做布朗运动,难以确定油滴是否达到平衡,导致平衡电压有误差;
- 2. 大量给定的常数带来系统误差;
- 3. 油滴受到空气浮力;
- 4. 实验者测量下落时间产生误差。

八、实验结论

本实验利用静态法测量油滴所带电量,进而测得元电荷为 $e=1.53\times 10^{-19}~C$,与公认值的相对误差为 5.119% 。